

Artromot de coude E2



Découvrez l'**Artromot de Coude E2**, un arthromoteur avancé conçu pour la rééducation du coude, offrant des fonctionnalités optimales pour améliorer la mobilité et accélérer la récupération, disponible avec option sur pied roulant pour une utilisation flexible.

Référence 80.00.033
EAN13 : 4250886825785
CUP : -

Indiqué dans le traitement post-opératoire et la rééducation de divers troubles touchant le coude et le bras, l'**ARTROMOT-E2** offre de nombreuses fonctions utiles, telles que la **carte à puce patient**, la **conversion simple et rapide**,

les **mouvements anatomiquement corrects** (schéma FPN) et le **positionnement de l'avant-bras** sur un chariot avec

réglage automatique de la longueur et sangles de serrage (pour éviter toute contraction musculaire).

Avec son design épuré et son unité de programmation manuelle avec écran graphique LCD (affichant des symboles clairs et un menu intuitif), cet appareil est hautement ergonomique et simple d'utilisation.

Indications

- Arthrotomies, arthroscopies combinées à une synovectomie ou une arthrolyse.
- Fractures métaphysaires et ostéosynthèses.
- Arthroplastie du coude.
- Interventions sur les tissus mous adjacents à l'articulation.

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

Caractéristiques

- Permet des mouvements adaptés à l'anatomie (méthode FNP).
- Ergonomie et hygiène optimales grâce à une très grande simplicité de réglage et à une désinfection par essuyage des appui-bras et main.
- Réversibilité - Inversion Droite/Gauche ultra simple.
- Unité de programmation manuelle avec affichage graphique incluse.
- Livré avec la chaise et 5 cartes patient.

Amplitude de Mouvement

Extension/?exion -5° / 0° / 140°

Pronation/supination 90° / 0° / 90°

ARTROMOT-E2 - Fonctions

- Commande moteur: MARCHE/ARRÊT pour les mouvements isolés, extension/?exion ou pronation/supination
- Moteurs synchronisés: MARCHE = schéma de mouvement de type FNP / ARRÊT = mouvements randomisés asynchrones
- Vitesse: 1% - 100%
- Minuteur: 1 minute - 24 heures / fonctionnement continu
- Pausés: 0 - 60 minutes
- Charge contraire par étapes (moteur A et B séparément): 1 - 25/fonction de sécurité patient
- Durée totale du traitement: Somme de toutes les sessions de traitement
- Protocole d'échauffement: Progression graduelle jusqu'à l'amplitude de mouvement maximale
- Carte à puce patient: Pour le stockage des paramètres de traitement
- Nouveau patient: Activation des paramètres par défaut pour les nouveaux patients
- Protocole de mouvement ISO: Pour des exercices séparés dans chaque direction
- Répétition fin de l'ADM (EX/PRO – FLEX/SUP): Rythme des mouvements supérieur en fin d'ADM
- Étirement (EX – FLEX – PRO – SUP): Pour une augmentation graduelle et en douceur de l'amplitude de mouvement
- Documentation de traitement: Représentation graphique du cycle de traitement complet
- Fonction de verrouillage: Évite toute modification accidentelle des paramètres
- Réglage transport: Place les moteurs en position de transport
- Menu entretien

caractéristiques du produit :

MAJ: 23/12/21

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com



KINÉSTOCK
La référence

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com